



**Pelota de icopor o
de espuma para
mejorar el agarre del
lápiz o la cuchara.**

Puede verse un vídeo en
<https://youtu.be/IBlj9uDyOQ>



Este obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



Pelota de icopor o de espuma para mejorar agarre del lápiz o la cuchara.

Breve descripción

Con una solución tan simple como una pelota de icopor o una pelota de espuma relajante se puede realizar una adaptación para mejorar el agarre de la cuchara, lápiz y otros elementos.

Para quién se hizo y con qué objeto

Para personas con problemas de agarre que se les dificulte sostener un lápiz, cuchara o cualquier elemento delgado.

Materiales y modo de funcionamiento

Pelota de icopor.

Pelota de espuma.

Lápiz.

Cuchara, cepillo, pincel o cualquier elemento que quieran adaptar.

Proceso de elaboración

Primero debemos buscar una pelota en el material y tamaño que sea fácil de agarrar por el usuario. Luego con fuerza atravesamos la pelota con el lápiz o el elemento que queremos adaptar y listo!

Ver vídeo con tutorial paso a paso:

<https://youtu.be/IBlj9uDyOQ>

Precauciones

Realizar la adaptación teniendo en cuenta el material de la pelota y el tamaño, que sea cómoda de usar por parte del usuario.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Betancur Posada

Nombre: Felipe

Dirección: Carrera ***

Ciudad: Medellín

País: Colombia

Teléfono: 3006000***

Correo electrónico :

contacto@todospodemosayudar.com

Galería de imágenes.



Materiales utilizados.



Elección del mejor agarre.



Agarre acabado.



La misma adaptación con pelota de espuma.



La misma adaptación con pelota de espuma.



Imagen de las dos adaptaciones.